

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Vav2 ウサギポリクローナル抗体 - P52735

商品番号: CM0027600



前書き

ヒト、マウス、ラットのVAV2を認識する、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのVAV2ウサギポリクローナル抗体です。この高品質な抗体を用いて、血管新生およびRho GTPaseシグナル伝達を研究できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VAV2 ウサギ pAb
備考/別名	VAV-2; VAV2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7410
GeneID	7410
免疫原	ヒトVAV2 (NP_001127870.1) のアミノ酸570-700に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52735
タンパク質分子量	101kDa
輸送	保冷バッグ