


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Vav3 ポリクローナル抗体 - Q9Ukw4

商品番号: CM0016604



前書き

VAV3に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスVAV3を認識。血管新生、インテグリンシグナル伝達、細胞骨格組織の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	VAV3 ウサギ pAb
備考/別名	VAV3
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	10451
GeneID	10451
免疫原	ヒトVAV3 (NP_006104.4) のアミノ酸560-680に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UKW4
タンパク質分子量	98kDa
発送	保冷バッグ