


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Vav3 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Ukw4

商品番号: CM0011925



前書き

ヒト VAV3

に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAで検証済み。血管新生とインテグリンシグナル伝達に関与するGEFである、ヒトおよびマウスVAV3を検出します。血管生物学や免疫学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VAV3 ウサギ mAb
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10451
遺伝子ID	10451
免疫原	合成ペプチド ヒトVAV3 (Q9UKW4) のアミノ酸700-800に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UKW4
タンパク質分子量	98kDa
発送	保冷バッグ