


抗Vbp1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P61758

商品番号: CM0026710



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質VBP1ウサギpAb。ヒトおよびマウスのプレフォルディンサブユニット3（VHL結合タンパク質1）を標的とします。分子シャペロン研究やタンパク質折りたたみ研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	VBP1 ウサギ pAb
別名	PFD3; PFDN3; VBP-1; HIBBJ46; VBP1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7411
遺伝子ID	7411
免疫原	ヒトVBP1（NP_003363.1）のアミノ酸1-197番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロットID	P61758
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	保冷剤