

Fc用抗Vcam-1/Cd106モノクローナル抗体 - P29533

商品番号: CM0012405

前書き

フローサイトメトリー用にバリデーション済みの、マウスVCAM-1（CD106）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。免疫監視、炎症、骨髄研究における内皮VCAM-1発現の解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスVCAM-1/CD106 mAb
備考／別名	CD106; Vcam-1
種	マウス
GeneID（ヒト）	7412
GeneID	22329
免疫原	マウスVCAM-1/CD106（NP_035823.3）のアミノ酸25～310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P29533
タンパク質重量	38kDa/81kDa
輸送	保冷バッグ