

Anti-Vcam-1/Cd106 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P29533

商品番号: CM0019219

前書き

WBおよびELISA用マウスCD106/VCAM-1に対するウサギポリクローナル抗体。マウス特異的で、内皮細胞接着、白血球遊走、および炎症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD106 Rabbit pAb
備考/エイリアス	CD106; Vcam-1
種	マウス
遺伝子ID	22329
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD106のアミノ酸25-310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_035823.3)
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P29533
タンパク質分子量	81kDa
配送	氷袋