

Wb、If-P、Elisa用抗Vcam1（Cd106/Incam-100）ポリクローナル抗体 - P19320

商品番号: CM0013821



前書き

WB、IF-

P、ELISAで検証済みのVCAM1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのVCAM1と反応します。白血球接着、炎症、免疫監視の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VCAM1ウサギpAb
備考／別名	CD106; INCAM-100; VCAM1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7412
免疫原	ヒトVCAM1（NP_001069.1）のアミノ酸300～400内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P19320
タンパク質分子量	81kDa
輸送	保冷バッグ