

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Vcam1 ウサギ Polymab® - P19320 / P29533

商品番号: CM0002985



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みのVCAM1 ウサギ PolymAb®。内皮細胞-白血球接着および炎症性シグナル伝達経路に関する研究をサポートします。 - P19320 / P29533

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	VCAM1 ウサギ PolymAb®
備考/別名	CD106; INCAM-100
種	ヒト/マウス
GeneID (ヒト)	7412
GeneID	7412/22329
免疫原	合成ペプチド ヒトVCAM1 (P19320) のアミノ酸640-739に相当する領域の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19320/P29533
タンパク質分子量	38kDa/71kDa/74kDa/81kDa
発送	保冷バッグ