


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Vcpウサギモノクローナル抗体 - P55072

商品番号: CM0003286



前書き

ヒトVCP (p97) に対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みです。マウスおよびラットとの交差反応性があります。ER AD、ゴルジ体ダイナミクス、DNA修復、オートファジーの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VCP ウサギ mAb
備考/別名	p97; TERA; CDC48; FTDALS6; VCP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7415
遺伝子ID	7415
免疫原	ヒトVCP (P55072) のアミノ酸1-100に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55072
タンパク質分子量	89kDa
輸送	保冷バッグ