


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Vcpウサギポリクローナル抗体 - P55072

商品番号: CM0018546



前書き

ヒトVCP/p97(TERA)を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに対応しています。マウス、ラットと交差反応します。ERAD、オートファジー、DNA修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VCP Rabbit pAb
備考/別名	p97; TERA; CDC48; FTDALS6; VCP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7415
GeneID	7415
免疫原	ヒトVCP (NP_009057.1) のアミノ酸647-806番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55072
タンパク質分子量	89kDa
発送	保冷剤