


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Vdac 1/2/3 ウサギ Polymab® - P21796 / P45880 / Q9Y277

商品番号: CM0005419



前書き

ヒトVDAC1、VDAC2、VDAC3を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。ミトコンドリアおよびアポトーシス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VDAC 1/2/3 ウサギ PolymAb®
備考/別名	ポリン; VDAC-1
種	ヒト
GeneID	7416/7417/7419
免疫原	ヒトVDAC 1/2/3 (NP_003366.2) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21796/P45880/Q9Y277
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ