

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Vdac1 ポリクローナル抗体（Kd検証済） - P21796

商品番号: CM0024568



前書き

KD検証済みのウサギポリクローナル抗体で、VDAC1（電位依存性アニオンチャンネル1）を標的とし、ヒト、マウス、ラットに対する反応性を持ち、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ミトコンドリア輸送とアポトーシスの研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] VDAC1 ウサギ pAb
備考/別名	ポリリン; VDAC-1; [KD検証済] VDAC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7416
免疫原	ヒトVDAC1 (NP_003365.1) のアミノ酸1-283に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21796
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ