

Anti-Vdac1 / Porin ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P21796

商品番号: CM0020750



前書き

ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISA用のVDAC1/Porinウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのVDAC1を検出します。ミトコンドリアイオン輸送、アポトーシス、および細胞容積制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VDAC1 / Porin Rabbit pAb
備考/別名	PORIN; VDAC-1; VDAC1 / Porin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7416
GeneID	7416
免疫原	ヒトVDAC1 / Porin (NP_003365.1) のアミノ酸1-283に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21796
タンパク質分子量	31kDa
配送	保冷バッグ