

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Vdac1 / Porin ポリクローナル抗体 - P21796

商品番号: CM0012835



前書き

ヒトVDAC1/Porinに対するウサギポリクローナル抗体。
。ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。ミトコンドリアおよびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VDAC1 / Porin ウサギ pAb
備考/別名	PORIN; VDAC-1; VDAC1 / Porin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7416
免疫原	ヒトVDAC1 / Porin (NP_003365.1) のアミノ酸1-283に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21796
タンパク質分子量	31 kDa
輸送	保冷バッグ