

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Vdac1ウサギモノクローナル抗体 - P21796

商品番号: CM0003743



前書き

VDAC1ウサギモノクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。アポトーシスや代謝物輸送に関与するミトコンドリア電位依存性イオンチャネルを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VDAC1ウサギmAb
備考/別名	PORIN; VDAC-1; VDAC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7416
GeneID	7416
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21796
タンパク質分子量	31kDa
発送方法	保冷バッグ