


Wb、Elisa用抗Vdac2ポリクローナル抗体 - P45880

商品番号: CM0023640



前書き

ヒトVDAC2（ポリン2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリア外膜のイオンチャネルおよびアポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VDAC2 ウサギpAb
別名	POR; VDAC2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7417
遺伝子ID	7417
免疫原	ヒトVDAC2 (NP_001171712.1) のアミノ酸1-309番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45880
タンパク質分子量	32kDa
輸送方法	氷袋