


抗Vdac2ウサギモノクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用 - P45880

商品番号: CM0003492



前書き

ヒトVDAC2に対するウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットサンプル中の内在性VDAC2を検出し、ミトコンドリアおよびアポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VDAC2 ウサギmAb
備考・別名	POR; VDAC2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7417
遺伝子ID	7417
免疫原	ヒトVDAC2 (NP_003366.2) のアミノ酸1-100番に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45880
タンパク質分子量	32kDa
輸送方法	保冷剤