

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Vdac2 ウサギポリクローナル抗体 - P45880

商品番号: CM0024368



前書き

VDAC2 Rabbit

pAbは、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用に検証済みのポリクローナル抗体です。非選択性電位依存性イオンチャネルVDAC2を認識します。これはミトコンドリア外膜ポリンであり、イオン輸送とアポトーシスに関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VDAC2 Rabbit pAb
備考/別名	POR; VDAC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7417
GeneID	7417
免疫原	合成ペプチド ヒトVDAC2 (NP_003366.2) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45880
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ