

Anti-Vdac3（Kd検証済み）Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用モノクローナル抗体 - Q9Y277

商品番号: CM0012691

前書き

VDAC3ウサギモノクローナル抗体（KD検証済み）。WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットと反応します。輸送および男性の生殖に関与するミトコンドリア外膜イオンチャンネルを標的とします。SWISS: Q9Y277。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] VDAC3 ウサギmAb
別名	VDAC-3; HD-VDAC3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7419
免疫原	ヒトVDAC3（NP_005653.3）のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y277
タンパク質分子量	31kDa
輸送方法	保冷剤