

## Anti-Vdac3 ウサギポリクローナル抗体、Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応 - Q9Y277

商品番号: CM0015611

### 前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ抗VDAC3ポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのVDAC3を検出し、ミトコンドリア機能やイオンチャネルの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 製品名         | VDAC3 Rabbit pAb                                 |
| 別名          | VDAC-3; HD-VDAC3; VDAC3                          |
| 対象種         | ヒト                                               |
| GeneID (ヒト) | 7419                                             |
| GeneID      | 7419                                             |
| 免疫原         | ヒトVDAC3 (NP_005653.3) のアミノ酸1-283内の配列に対応する合成ペプチド。 |
| 起源          | ウサギ                                              |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                        |
| 用途          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                         |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                           |
| SWISS       | Q9Y277                                           |
| タンパク質分子量    | 31kDa                                            |
| 発送方法        | 氷袋                                               |