


Wb、Elisa用抗Vdrウサギモノクローナル抗体 - P11473

商品番号: CM0003946



前書き

ヒトVDRを標的とする組換えウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。ビタミンD3シグナル伝達、カルシウム恒常性、胆汁酸受容体機能の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VDR ウサギmAb
別名	NR1H1; PPP1R163; VDR
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7421
免疫原	ヒトVDR (NP_000367.1) のアミノ酸1~300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P11473
タンパク質分子量	48kDa
発送方法	氷袋