


Wb、Ip、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Vdrラビットモノクローナル抗体 - P11473

商品番号: CM0004245



前書き

WB、IP、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みのVDRラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのビタミンD3受容体（約48kDa）を検出します。カルシウム恒常性、転写制御、および胆汁酸シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VDRラビットmAb
備考/別名	NR1H1; PPP1R163; VDR
種	ヒト
GeneID	7421
免疫原	合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11473
タンパク質分子量	48kDa
配送	氷袋