


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Vdrウサギポリクローナル抗体 - P11473

商品番号: CM0021551



前書き

ヒトVDR（ビタミンD3受容体）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。ビタミンD3を介した転写およびカルシウム恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VDRウサギpAb
備考／別名	NR1H1; PPP1R163; VDR
種	ヒト
GeneID	7421
免疫原	合成ペプチド ヒトVDR（NP_000367.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P11473
タンパク質分子量	48kDa
輸送	保冷剤