

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Veカドヘリン ポリクローナル抗体 - P33151

商品番号: CM0015601

前書き

WB、IHC-P、ELISAアプリケーション向け、ヒトVEカドヘリン（CDH5、CD144）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスVEカドヘリンを検出し、内皮細胞および血管生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	VEカドヘリン ウサギ pAb
備考/別名	7B4; CD144; VEカドヘリン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1003
GeneID	1003
免疫原	組換えタンパク質：ヒトVEカドヘリン（NP_001786.2）のアミノ酸621-784に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P33151
タンパク質分子量	88kDa
輸送	アイスバッグ