

Wb、Elisa用抗Ve-カドヘリンウサギポリクローナル抗体 - P33151

商品番号: CM0018698

前書き

VEカドヘリンウサギpAbは、ウサギで作製されたポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでバリデーション済みです。ヒトおよびマウスのVEカドヘリン（CD144）と反応します。VEカドヘリンは、血管内皮細胞の接着に関与する主要なタンパク質です（SWISS P33151）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VEカドヘリンウサギpAb
備考／別名	7B4; CD144; VEカドヘリン
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1003
GeneID	1003
免疫原	組換えタンパク質 ヒトVEカドヘリン（NP_001786.2）のアミノ酸259～358に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P33151
タンパク質分子量	88kDa
輸送条件	保冷剤