

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ve-Cadherin ウサギ Polymab® モノクローナル抗体 - P33151 / P55284

商品番号: CM0002778

前書き

VE-Cadherin (CDH5)
を標的とする高品質なウサギ組換えモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応。内皮細胞生物学および血管研究をサポート。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VE-Cadherin ウサギ PolymAb®
備考/別名	7B4; CD144
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1003
遺伝子ID	1003/12562
免疫原	ヒトVE Cadherin (NP_001786.2) のアミノ酸259-358に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33151/P55284
タンパク質分子量	88kDa
発送	保冷バッグ