

Anti-Vegf-D Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O43915

商品番号: CM0003564



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用にヒトVEGF-D (FIGF)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応するため、種を超えた血管新生、リンパ管新生、および血管透過性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VEGF-D Rabbit mAb
備考/別名	FIGF; VEGF-D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2277
GeneID	2277
免疫原	ヒトVEGF-D (O43915) のアミノ酸200-300以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43915
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ