

Wb・Elisa用抗Vegf-Dウサギポリクローナル抗体 - O43915

商品番号: CM0017929



前書き

VEGF-

Dウサギポリクローナル抗体はヒト血管内皮増殖因子D（FIGF）を標的とし、WBおよびELISAに最適です。本抗体は血管新生およびリンパ管新生研究を支援し、安定した性能が得られるよう製造されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VEGF-D ウサギ pAb
別名	FIGF; VEGF-D
対象種	ヒト
ヒトGeneID	2277
GeneID	2277
免疫原	ヒトVEGF-D（NP_004460.1）のアミノ酸20-220番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43915
タンパク質分子量	40kDa
輸送方法	氷袋梱包