

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Vegfウサギモノクローナル抗体 - P15692

商品番号: CM0004342



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗VEGFウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのVEGF（15-27/34-45 kDa）を検出します。血管新生および低酸素血管研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VEGF ウサギ mAb
備考/別名	VEGFA, MVCD1, VEGF, VPF, vascular endothelial growth factor A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7422
GeneID	7422
免疫原	ヒトVEGF (NP_001165094.1) のアミノ酸38-135に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15692
タンパク質分子量	15-27kDa/34-45kDa
発送	保冷バッグ