

抗Vegf受容体2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P35968

商品番号: CM0026648



前書き

ヒトVEGF受容体2（KDR/FLK1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。血管新生、血管生物学、がん研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VEGF受容体2 ウサギpAb
備考／別名	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; VEGF Receptor 2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3791
GeneID	3791
免疫原	ヒトVEGF受容体2（NP_002244.1）のアミノ酸1150～1250領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35968
タンパク質分子量	152kDa
配送方法	保冷剤