

Anti-Vegfa マウスモノクローナル抗体（Wb、Elisa、Ihc-P用） - P15692

商品番号: CM0002783



前書き

ヒトVEGFAに対する高品質マウスモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、ELISA、免疫組織化学で検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。血管新生およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VEGFA マウス mAb
備考/別名	VPE; VEGF; MVCD1; VEGFA
種	ヒト
遺伝子ID	7422
免疫原	組換えタンパク質 ヒトVEGFA（P15692）のアミノ酸207-327に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA, IHC-P
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P15692
タンパク質分子量	27kDa
配送	氷袋