

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Vegfaポリクローナル抗体 - P15692

商品番号: CM0012979



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAで検証済みの、VEGFA（VPF、VEGF）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。血管新生および低酸素研究に最適です。 - P15692

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VEGFA Rabbit pAb
備考/別名	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7422
GeneID	7422
免疫原	ヒトVEGFA (NP_001165097.1) のアミノ酸91-191に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15692
タンパク質分子量	27kDa
配送	氷袋