


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Vegfaポリクローナル抗体 - P15692

商品番号: CM0018406



前書き

ヒト VEGFA を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA に適しています。マウスおよびラットと交差反応します。血管新生および低酸素研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VEGFA Rabbit pAb
備考/エイリアス	VPF; VEGF; MVCDI; VEGFA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7422
GeneID	7422
免疫原	ヒト VEGFA (NP_001165094.1) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15692
タンパク質分子量	27kDa
配送	氷袋