

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Vegfbポリクローナル抗体 - P49765

商品番号: CM0020978



前書き

ヒトVEGFBに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。血管新生および血管内皮細胞機能の重要な調節因子である、血管内皮増殖因子Bを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VEGFB Rabbit pAb
備考/別名	VRF; VEGFL; VEGFB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7423
免疫原	ヒトVEGFB (NP_003368.1) のアミノ酸30-121に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49765
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋