


Wb、Elisa用 Anti-Vegfc ラビットポリクローナル抗体 - P49767

商品番号: CM0025778



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用のラビットポリクローナル抗VEGFC抗体。ヒト、マウス、ラットのVEGFC（47 kDa）を検出します。血管新生およびリンパ管新生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VEGFC Rabbit pAb
備考/別名	VRP; Flt4-L; LMPH1D; LMPHM4; VEGFC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7424
遺伝子ID	7424
免疫原	ヒト VEGFC (NP_005420.1) のアア酸200-300以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49767
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ