


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Vegfr1ウサギポリクローナル抗体 - P17948

商品番号: CM0013031



前書き

ヒト VEGFR1 (FLT-1) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。血管新生、がん、血管生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VEGFR1ウサギpAb
備考/別名	FLT; FLT-1; VEGFR1; VEGFR-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2321
GeneID	2321
免疫原	ヒト VEGFR1 (NP_002010.2) のアミノ酸20〜300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17948
タンパク質分子量	151 kDa
輸送	保冷バッグ