


Anti-Vegfr1/Flt-1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P17948

商品番号: CM0014324



前書き

VEGFR1 (FLT-1)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性を示します。血管新生、血管系の発達、がん研究の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VEGFR1 Rabbit pAb
備考/別名	FLT; FLT-1; VEGFR1; VEGFR-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2321
GeneID	2321
免疫原	組換えタンパク質 ヒトVEGFR1 (NP_002010.2) のアミノ酸1100-1180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17948
タンパク質分子量	151kDa
配送	氷袋