

Fc用抗Vegfr2/Cd309モノクローナル抗体 - P35968

商品番号: CM0008114



前書き

フローサイトメトリー（FC）用にバリデーション済みの、ヒトVEGFR2/CD309（KDR/FLK1）に対する蛍光標識（）ウサギモノクローナル抗体。血管新生および血管発生に関与する受容体型チロシンキナーゼを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトVEGFR2/CD309 mAb
備考／別名	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3791
遺伝子ID	3791
免疫原	ヒトVEGFR2/CD309の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P35968
タンパク質分子量	152kDa
輸送	保冷バッグ