

WbおよびElisa用抗Vegfr2/Kdr/Flk-1/Cd309ウサギポリクローナル抗体 - P35918

商品番号: CM0022151

前書き

抗VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309ウサギポリクローナル抗体。マウスサンプルを用いたウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。血管新生研究において重要な血管内皮増殖因子受容体2を標的とします。血管新生、血管発生、VEGFRシグナル伝達経路の研究に適した高品質試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309ウサギpAb
備考／別名	orv; Flk1; Ly73; Flk-1; Krd-1; VEGFR2; VEGFR-2; sVEGFR-2; 6130401C07; VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3791
遺伝子ID	16542
免疫原	マウスVEGFR2/KDR/Flk-1/CD309のアミノ酸20～762に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_034742.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P35918
タンパク質分子量	150kDa
輸送	保冷バッグ