

WbおよびElisa用抗Vegfr3/Flt4ウサギポリクローナル抗体 - P35916

商品番号: CM0016123



前書き

ヒト VEGFR3/FLT4 に対するウサギポリクローナル抗体。WB および ELISA での検証済み。アミノ酸 1230～1329 内の合成ペプチドを標的とします。リンパ管新生およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VEGFR3/FLT4ウサギpAb
備考／別名	PCL; CHTD7; FLT-4; FLT4I; LMPH1A; LMPHM1; VEGFR3; VEGFR-3; VEGFR3/FLT4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2324
遺伝子ID	2324
免疫原	ヒト VEGFR3/FLT4 (NP_891555.2) のアミノ酸 1230～1329 内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P35916
タンパク質重量	153kDa
輸送	保冷バッグ