

Anti-Ventx ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O95231

商品番号: CM0026937

前書き

ヒトVENTXに対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。発生生物学およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VENTX ウサギpAb
別名	NA88A, HPX42B, VENTX2, VENTX
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	27287
免疫原	ヒトVENTX（NP_055283.1）のアミノ酸1-258に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95231
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	氷袋