

抗Vep1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q14D04

商品番号: CM0031080

前書き

WB、ELISAで検証済みのVEPH1ウサギポリクローナル抗体です。TGF-beta、FOXO、Hippo、Wntシグナル伝達を阻害する膜タンパク質であるヒトおよびマウスVEPH1と反応します。IVD研究や大量供給に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VEPH1 ウサギ pAb
備考/別名	MELT; VEPH; VEPH1
由来種	ヒト
GeneID（ヒト）	79674
GeneID	79674
免疫原	ヒトVEPH1（NP_078897.2）のアミノ酸448～547番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14D04
タンパク質分子量	95kDa
輸送方法	氷袋