

ウエスタンブロット、Elisa用 抗バーシカンモノクローナル抗体 - P13611

商品番号: CM0002539

前書き

ヒトバーシカン（CSPG2）に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。アミノ酸3200-3396にマッピングされた組換え免疫原。細胞外マトリックス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	バーシカン ウサギ mAb
備考/別名	WGN; ERVR; GHAP; PG-M; WGN1; CSPG2; バーシカン
種	ヒト
GeneID	1462
免疫原	ヒトバーシカン（P13611）のアミノ酸3200-3396に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P13611
タンパク質分子量	373kDa
発送方法	保冷剤（氷袋）