

ウエスタンブロット、If-P、Elisa用 抗バーシカン ウサギポリクローナル抗体 - P13611

商品番号: CM0022046



前書き

ウエスタンブロット、IF-P、ELISA用にバリデートされたバーシカン ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのバーシカン（373 kDa）を検出します。細胞外マトリックス、細胞運動性、分化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	バーシカン ウサギ pAb
備考/別名	WGN; ERVR; GHAP; PG-M; WGN1; CSPG2; バーシカン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1462
GeneID	1462
免疫原	組換えタンパク質 ヒト バーシカン (NP_004376.2) のアミノ酸 1400-1586 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13611
タンパク質分子量	373kDa
発送	保冷バッグ