


Wb、Elisa用抗Vgll4ポリクローナル抗体 - Q14135

商品番号: CM0020815



前書き

ヒトVGLL4を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。転写調節および核コアクチベーター機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VGLL4ウサギpAb
備考／別名	VGL-4 ; VGLL4
種	ヒト
遺伝子ID	9686 (ヒト)
免疫原	ヒトVGLL4のアミノ酸96～296に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001121691.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q14135
タンパク質分子量	31kDa
輸送	保冷剤