

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Vgll4 ウサギポリクローナル抗体 - Q80V24

商品番号: CM0019211



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの抗Vgll4
ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。転写コファクターVgll4の研究に適しています。組換え免疫原（アミノ酸1-287番）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Vgll4 ウサギpAb
備考/別名	VGL-4, Vgll4
種	マウス
GeneID (ヒト)	9686
GeneID (マウス)	232334
免疫原	マウスVgll4 (NP_808351.1) のアミノ酸1-287番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q80V24
タンパク質分子量	31 kDa
輸送方法	保冷剤