

Wb、If-P、Elisa用Anti-Vglut1ウサギポリクローナル抗体 - Q9P2U7

商品番号: CM0020903

前書き

WB、IF-P、ELISAアプリケーション用VGLUT1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでバリデーション済み。神経科学研究用に小胞型グルタミン酸トランスポーター1（SLC17A7）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VGLUT1ウサギpAb
備考／別名	BNPI; VGLUT1; SLC17A7
種	ヒト
GeneID（ヒト）	57030
GeneID	57030
免疫原	ヒトVGLUT1（NP_064705.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P2U7
タンパク質分子量	62kDa
輸送	保冷バッグ