

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Vglut2ウサギモノクローナル抗体 - Q9P2U8

商品番号: CM0009910

前書き

ヒトVGLUT2に対する組換えウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット組織におけるWB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。シナプス小胞および興奮性ニューロンにおけるグルタミン酸輸送の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VGLUT2ウサギmAb
備考/別名	DNPI ; VGLUT2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57084
GeneID	57084
免疫原	ヒトVGLUT2 (NP_065079.1) のアミノ酸483-582に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-F、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P2U8
タンパク質分子量	64kDa
発送	保冷バッグ