


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Vhlウサギポリクローナル抗体 - P40337

商品番号: CM0022103



前書き

ヒトVHL腫瘍抑制タンパク質に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。マウスおよびラットと交差反応性を示します。ユビキチン化およびHIF経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VHL Rabbit pAb
別名	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; VHL
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7428
遺伝子ID	7428
免疫原	合成ペプチド ヒトVHL (NP_937799.1) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P40337
タンパク質分子量	24kDa
発送方法	保冷剤