


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Vhlウサギポリクローナル抗体 - P40337

商品番号: CM0017122



前書き

VHL (pVHL、RCA1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。HIF経路および腫瘍抑制研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	VHLウサギpAb
備考／別名	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; VHL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7428
GeneID	7428
免疫原	ヒトVHL (NP_000542.1) のアミノ酸87～186内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40337
タンパク質分子量	24kDa
輸送	保冷剤